

SU BAZLI KAPAMA MADDESİ

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

<u>Katalog No</u>	<u>Hacim</u>
PL-060-AQU	60 ml
PL-125-AQU	125 ml
PL-500-AQU	500 ml
PL-1000-AQU	1000 ml

TANIMI

Su Bazlı Kapama Maddesi, alkolde çözülen veya çözülmeyen son ürünler üreten kromojenlerle immünohistokimyasal olarak boyanmış doku kesitlerini ve hücre preparatlarını kapatmak için kullanılır.

Su Bazlı Kapama Maddesi; Fast Red veya AEC gibi su bazlı kapama maddesi gerektiren yada DAB gibi gerektirmeyen kromojenler ile kullanılabilir. Kullanımından önce ısıtılması gerekmez. Bu ürün lamel kullanılarak yada kullanılmayarak uygulamaya uygundur.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

GEREKLİ DİĞER MADDELER

Yok.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

Boyanmış örneğin üzerine birkaç damla Su Bazlı Kapama Maddesi uygulayınız. Kurumaya bırakınız.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.