

TWEEN 20

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

Katalog No

PL-125-TW

Hacim

125 ml

TANIMI

Tween 20, immünohistokimya için tampon solüsyonlara ve reaktiflere yaygın olarak eklenen bir deterjandır (sürfaktan). Amacı otomatik ve manuel prosedürlerde arka plan boyamasını azaltmak ve reaktif yayılımını genişletmektir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

Tampon ve reaktiflerde %0,05 ile %0,1 arasındaki konsantrasyonlarda kullanılması önerilir.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.