

## ANTİKOR DİLÜENTİ +

### KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

### Katalog No

### Hacim

PL-0125-ADQ

125 ml

### TANIMI

Antikor Dilüenti Plus , bir protein stabilize edici madde ve koruyucu içerir. Konsantre antikorlar, optimum boyama elde etmek için, kendi antikor datasheetinde belirtilen veya kullanıcı tarafından belirlenen uygun titreye seyreltilebilir. Ürün ayrıca immünohistokimyasal boyama sırasında negatif kontrol reaktifi olarak kullanıma uygundur. Antikor Dilüenti Plus , net boyama sağlamak ve zemin boyanmasını en aza indirmek için tasarlanmıştır.

### UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

### SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

2-8°C 'ta muhafaza ediniz. Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanım süresine sahiptir.

### MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

### GEREKLİ DİĞER MADDELER

Yok.

### ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

### PROSEDÜR

Konsantre monoklonal veya poliklonal antikorları Antikor Dilüenti plus içinde, antikorun tavsiye edilen veya belirlenen titrede sulandırın. Antikorun optimal boyama elde etmesi için laboratuvarınızın standart operasyon prosedürünü (SOP) takip edin.

### Sorun Giderme

E-posta ([patolab@patolab.com.tr](mailto:patolab@patolab.com.tr)) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.