

ANTİKOR DİLÜENTİ

KULLANIM AMACI:

In Vitro Diagnostik kullanım için

<u>Katalog No</u>	<u>Hacim</u>
PL-060-UD	60 ml
PL-125-UD	125 ml
PL-500-UD	500 ml
PL-1000-UD	1000 ml

TANIMI

Antikor Dilüenti immünohistokimyasal prosedürlerde kullanılmak üzere hazırlanır. Antikorlar doğrudan bu reaktif içinde sulandırılabilir ve buzdolabında en az 24 ay saklanabilir. (çok fazla sulandırmalarda raf ömrü kısalmır). Primer antikorları veya biotinli antikorları bu reaktif ile sulandırınız.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

MSDS'i inceleyin.

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

2-8°C 'ta muhafaza ediniz. Ürün, üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanım süresine sahiptir.

MİKROBİYOLOJİK DURUM

Ürün(ler) steril değildir.

GEREKLİ DİĞER MADDELER

Yok.

ÖRNEĞİN VE REAKTİFLERİN HAZIRLANIŞI

Prosedüre bakınız.

PROSEDÜR

Antikoru bu solüsyonun içerisinde sulandırın.

Sorun Giderme

E-posta (patolab@patolab.com.tr) yoluyla PatoLab Teknik Destek bölümü ile temasa geçiniz.